


Bērnu fiksators GE CT sistēmām

Lietošanas instrukcijas



Svarīga informācija

Iv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的儿童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系統的儿童体位固定裝置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt – E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr - E8003S Дечји позиционер за GE ЦТ системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиціонер для систем GE CT
kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Ražotājs:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Nav ražots no
dabīgā kaučuka lateksa




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



WARNING:

Šis produkts var pakļaut jūs ķīmiskām vielām, kas Kalifornijas štatā atzītas kā kaitējumu radošas.
Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.P65Warnings.ca.gov. 1-methyl-2-pyrroldione (NMP)
CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Sastāvdaļas



Numurs	Daļas numurs	Apraksts
1	28024	E8003SA CT Bērna galvas spilvens - mazs
2	28025	E8003SB CT Bērna galvas spilvens - vidējs
3	28026	E8003SC CT Bērna galvas spilvens - liels
4	20603	E8003DG putu bloks
5	28060	E8005BD spilventiņš, pagarinājums
6	23802	E8005AG Bērnu fiksatora ķermeņa sikсна, plata
7	28057	E8005AJ Bērnu fiksatora spilventiņš
8	28058	E8005AH Bērnu fiksatora ķermeņa sikсна - šaura
9	26940	E8005BA Bērnu fiksatora rokas siksnas
10	23531	E8002BB Bērnu fiksatora galvas siksnas
11	21540	E8005AK Bērnu fiksatora turētājs

Piezīme: Par jebkuru nopietnu starpgadījumu, kas saistīts ar ierīces lietošanu, jāziņo ražotājam un medicīnas iestādei/kompetentajai iestādei, kurā ierīce ir uzstādīta.




Brīdinājums! Jāpārliecinās, lai pacienta galds būtu stabils pirms ielādes, lai novērstu pacienta nokrišanu.



Brīdinājums! Pirms procedūras uzsākšanas pacients ir atbilstoši jānostiprina fiksatorā, un fiksators jāpiestiprina pie galda ar siksnām, lai novērstu pacienta nokrišanu.

Uzbūve






 **Brīdinājums!** Nenovietojiet interesējošo ķermeņa daļu pāri savienojumiem.





Fiksatoram jāatrodas apmēram ~12collas vai ~30.5cm attālumā no galda malas, lai netraucētu galda pagarinājuma aizbīdņi.







Tīrīšana un dezinfekcija

Tīriet, noņemot netīrumus un dezinficējiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem/atbilstoši vietējai vides iekārtu tīrīšanas praksei, lietojot:

- Vienkāršu saimniecības balinātāju - atšķaidīts 10:1 (minimālais dezinfekcijas laiks -5 minūtes)
- Sani-Cloth® balinātāja salvetes no PDI
- Clorox Healthcare® germicīda balinātāja salvetes
- Clorox Healthcare® germicīda balinātāja izsmidzināmo tīrītāju
- Clorox Healthcare® ūdeņraža peroksīda tīrīšanas dezinfekcijas salvetes
- Clorox® universālo virsmu tīrītāju ar balinātāju
- Micro-Kill Bleach germicīda balinātāja šķīdumu no Medline
- Micro-Kill Bleach germicīda balinātāja salvetes no Medline



Brīdinājums! VIENMĒR noskalojiet produktus ar tīru ūdeni, lai notīrītu atlikumus no tīrīšanas/dezinfekcijas šķīdumiem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt pacienta traumas.