

REF 6001

Imħadda tal-illustrar

Użu Intenzjonat

L-imħadda tal-illustrar, iddisinjata għall-użu fuq endoskopji riġidi, għandha wiċċ illustrar li jgħin biex inaqqas it-telgħa tal-lenti.

Twissijiet

- Uża biss ma' endoskopji riġidi.
- TUŻAX fuq uċuħ sħan ħafna.
- TUŻAX ma' kimiċi jew solventi.
- TAGĦMILX modifiki fuq il-pads.
- TGHAWWIX l-iskop waqt li tkun qed tlustra

Fil-każ ta' incident

Kwalunkwe incident serju li jsejtn b'konnessjoni ma' dan l-apparat għandu jiġi rrapportat lill-manifattur u lill-awtorità rilevanti tal-istat membru li fih ikun ibbażat l-utent u/jew il-pazjent.





Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com



Fakultattiv

