

**REF 6001**

Almofada de polimento

## Uso pretendido

A almofada de polimento, projetada para uso em endoscópios rígidos, apresenta uma superfície de polimento que ajuda a reduzir os resíduos da lente.

## Atenção


- Use somente com endoscópios rígidos.
- NÃO use em superfícies muito quentes.
- NÃO use com produtos químicos ou solventes.
- NÃO faça nenhuma modificação nas almofadas.
- NÃO dobre o endoscópio durante o polimento

## Em caso de incidente

Qualquer incidente grave relacionado a este dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do estado membro onde o usuário e/ou o paciente reside.



[Domicomed.com/eifu](http://Domicomed.com/eifu)



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2<sup>nd</sup> Flr., Tower Street,  
Swata, BKR 4013 Malta



Domico Med-Device, LLC  
14241 North Fenton Rd.  
Fenton, MI 48430  
EUA  
1.800.750.5300  
[www.domicomed.com](http://www.domicomed.com)

