

REF 6001

Leštiaca podložka

Určené použitie

Leštiaca podložka určená na použitie na pevných endoskopoch má leštiaci povrch, ktorý pomáha redukovať nečistoty zo šošovky.

Upozornenia


- Používajte len s pevnými endoskopmi.
- NEPOUŽÍVAJTE na veľmi horúce povrchy.
- NEPOUŽÍVAJTE s chemikáliami ani rozpúšťadlami.
- NEvykonávajte žiadne úpravy podložiek.
- Počas leštenia NEOHÝBAJTE optiku.

V prípade incidentu

Každý závažný incident, ku ktorému dôjde v súvislosti s touto pomôckou, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient sídlo.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

