

REF 6001

Buffing Pad

Tilsløgt brug

The Buffing Pad, Poleringspudden, der er designet til brug på stive endoskoper, har en poleringsoverflade, der hjælper med at reducere snavs fra linsen.

Advarsler

- Brug kun med stive endoskoper.
- MÅ IKKE anvendes på meget varme overflader.
- MÅ IKKE anvendes sammen med kemikalier eller opløsningsmidler.
- FORETA IKKE nogen ændringer på puderne.
- BØJ IKKE omfang under polering

I tilfælde af en hændelse

Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med denne enhed, skal rapporteres til producenten og den relevante myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten befinder sig..

Bortskaffelse

Bortskaffes i henhold til retningslinjerne for sundhedsinstitutionen og de kommunale retningslinjer.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

