

REF 6001

Poleerimispadid

Sihtotstarbeline kasutamine

Jäikade endoskoopide jaoks mõeldud poleerimispadjal on poleerimispind, mis aitab vähendada läätset mustuse sattumist..

Hoiatused

- Kasutage ainult jäikade endoskoopidega.
- ÄRGE kasutage väga kuumadel pindadel.
- ÄRGE kasutage koos kemikaalide või lahustitega.
- ÄRGE tehke patjadele mingeid muudatusi.
- ÄRGE painutage optilist sihikut poleerimise ajal

Intsidendi korral

Kõik selle seadmega seotud tõsised intsidendid tuleb teatada tootjale ja selle liikmesriigi asjaomasele asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub..

Utiliseerimine

Kõrvaldage kasutusest vastavalt meditsiinasutuse ja omavalitsusüksuse eeskirjadele.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

