

REF 6001

Tampon în formă de disc

La ce se utilizează

Tamponul în formă de disc, conceput pentru utilizarea la endoscoape rigide, are o suprafață de tamponare destinată reducerii reziduurilor de pe lentilă.

Avertismente

- Utilizați-l numai cu endoscoape rigide.
- NU îl utilizați pe suprafețe foarte fierbinți.
- NU îl utilizați în combinație cu substanțe chimice sau solvenți.
- NU modificați tamponul în niciun fel.
- NU îl îndoiți în timpul tamponării

În cazul unui incident

Orice incident grav petrecut în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care se află utilizatorul și/sau pacientul.

Eliminarea

A se elimina conform regulilor unității medicale și ghidurilor municipale.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

