

REF 6001

Brušenje blazinica

Predvidena uporaba

Brusilna blazinica, zasnovana za uporabo na togih endoskopi, ima brusilno površino, ki pomaga zmanjšati umazanijo z leče.

opozorila

- Uporabljajte le s trdimi endoskopi.
- NE uporabljajte ga na zelo vročih površinah.
- NE uporabljajte skupaj s kemikalijami ali topili.
- NE izvajajte nobenih sprememb na blazinicah.
- Med brušenjem NE upogibajte daljnogleda

V Dogodku Incidenta

Vsak resen incident, ki se zgodi v zvezi s to napravo, je treba prijaviti proizvajalcu in ustreznemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient sedež.

Odstranjevanje

Odstranite v skladu s smernicami zdravstvene ustanove in občine.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Poslovno središče Tower, 2nd Etaža, Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49, 6312 Steinhausen, Switzerland



Domco Med-Naprava, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

