

**REF 6001**

Almohadilla pulidora

## Uso previsto

La almohadilla pulidora, diseñada para su uso en endoscopios rígidos, cuenta con una superficie de pulido que ayuda a reducir los residuos de la lente.

## Advertencias

- Utilizar solamente en endoscopios rígidos.
- NO usar en superficies muy calientes.
- NO usar con productos químicos o disolventes.
- NO modificar las almohadillas.
- NO doblar el visor durante el pulido

## En caso de accidentes

Cualquier incidente grave que se produzca en relación con este dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que se encuentre el usuario o paciente.

## Eliminación

Desechar de acuerdo con las indicaciones municipales o del centro médico.



[Domicomed.com/eifu](http://Domicomed.com/eifu)



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2<sup>nd</sup> Flr., Tower Street,  
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,  
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC  
14241 North Fenton Rd.  
Fenton, MI 48430  
EE. UU.  
1.800.750.5300  
[www.domicomed.com](http://www.domicomed.com)

