

REF 6002

Ikke-steril poleringspude

Tilsigtet brug

Den ikke-sterile poleringspude, der er designet til brug på stive endoskoper, har en poleringsoverflade, der hjælper med at reducere snavs fra linsen..

Advarsler

- Brug kun med stive endoskoper.
- MÅ IKKE anvendes på meget varme overflader.
- MÅ IKKE anvendes sammen med kemikalier eller opløsningsmidler.
- FORETA IKKE nogen ændringer på puderne.
- BØJ IKKE kikkerten under polering

I tilfælde af en hændelse

Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med denne enhed, skal rapporteres til producenten og den relevante myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten befinder sig..



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

