

**REF 6002**

Steril Olmayan Parlatma Pedi

## Kullanım Amacı

Sert endoskoplarda kullanılmak üzere tasarlanan Steril Olmayan Parlatma Pedi, lens üzerindeki kalıntıların azaltılmasına yardımcı olan bir parlatma yüzeyine sahiptir.

## Uyarılar

- Sadece sert endoskoplara kullanın.
- Çok sıcak yüzeylerde KULLANMAYIN.
- Kimyasal maddeler veya çözücülerle KULLANMAYIN.
- Pedlerde herhangi bir DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN.
- Parlatma sırasında endoskopi BÜKMEYİN.

## Bir Olay Meydana Gelmesi Durumunda

Bu cihazla bağlantılı olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu üye devletin ilgili makamına bildirilmelidir.



[Domicomed.com/eifu](http://Domicomed.com/eifu)



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2<sup>nd</sup> Flr., Tower Street,  
Swata, BKR 4013 Malta



Domico Med-Device, LLC  
14241 North Fenton Rd.  
Fenton, MI 48430  
ABD  
1.800.750.5300  
[www.domicomed.com](http://www.domicomed.com)

