

REF 6002

Μη αποστειρωμένο Μαξιλαράκι

Προβλεπόμενη χρήση

Το Μη αποστειρωμένο Μαξιλαράκι, σχεδιασμένο για χρήση σε άκαμπτα ενδοσκόπια, διαθέτει μια επιφάνεια με μαξιλαράκι που βοηθά στη μείωση των υπολειμμάτων από το φακό.

Προειδοποιήσεις

- Χρησιμοποιήστε το μόνο με άκαμπτα ενδοσκόπια.
- ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε πολύ θερμές επιφάνειες.
- ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε με χημικά ή διαλύτες.
- ΜΗΝ κάνετε τροποποιήσεις στα μαξιλαράκια.
- ΜΗΝ λυγίζετε το ενδοσκόπιο καθώς χρησιμοποιείτε μαξιλαράκι

Σε περίπτωση συμβάντος

Κάθε σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει σε σχέση με αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Διάθεση

Απορρίψτε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ιατρικής μονάδας ή της δημοτικής αρχής.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Μάλτα



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Ιατρικές συσκευές Domico, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
Η.Π.Α
1.800.750.5300
www.domicomed.com

