

REF 6002

Ósótthreinsaður pússunarpúði

Ætluð notkun

Ósótthreinsaði pússunarpúðinn, hannaður til notkunar á stífum speglunarspeglum, er með pússandi yfirborði sem hjálpar til við að draga úr óhreinindum úr linsunni.

Viðvaranir

- Notið aðeins með stífum speglunarspeglum.
- EKKI nota á mjög heitum fleti.
- EKKI nota með efnum eða leysiefnum.
- EKKI gera neinar breytingar á púðunum.
- EKKI beygja speglunarspegilinn við pússun.

Ef atvik kemur upp

Öll alvarleg atvik sem koma upp í tengslum við þetta tæki verða að vera tilkynnt til framleiðanda og viðeigandi yfirvalda í aðildarríkinu þar sem notandinn og/eða sjúklingurinn er búsettur.

Förgun

Förgun samkvæmt lækisfræðilegum og sveitarfélagslegum leiðbeiningum.



Domicomed.com/eifu



Advena ehf. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, ehf.
14241 North Fenton Rd. Fenton, MI 48430
Bandaríkin
1.800.750.5300
www.domicomed.com

