

REF 6002

Ceap Snasaithe Neamh-Steiriúil

Úsáid Beartaithe

Tá dromchla snasta ar an bPainéal Snasta Neamh-Steiriúil, atá deartha lena úsáid ar endoscóip dhocht, a chabhraíonn le smionagar ón lionsa a laghdú..

Rabhaidh

- Le húsáid le heindoscóip dhocht amháin.
- NÁ húsáid ar dhromchlaí an-te.
- NÁ húsáid le ceimiceáin ná le tuaslagóirí.
- NÁ déan aon mhodhnuithe ar na pillíní.
- NÁ lúbaigh an scóip agus tú ag snasú

I gcás teagmhais

Ní mór aon teagmhas tromchúiseach a tharlaíonn i ndáil leis an bhfeiste seo a thuairisciú don mhonaróir agus don údarás ábhartha sa bhallstát ina bhfuil an t-úsáideoir agus/nó an t-othar lonnaithe.

Diúscairt

Diúscairt de réir treoirlínte saoráide leighis agus bardasacha.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

