

REF 6002

Nesterilus Poliravimo Padas

Naudojimas pagal paskirtį

Nesterilus Poliravimo Padas, skirtas naudoti su standžiaisiais endoskopais, turi poliravimo paviršių, padedantį sumažinti nešvarumus nuo lęšio.

Įspėjimai

- Naudokite tik su standžiaisiais endoskopais.
- NENAUDOKITE ant labai įkaitusių paviršių.
- NENAUDOKITE su cheminėmis medžiagomis ar tirpikliais.
- NEMODIFIKUOKITE poliravimo padų.
- NELENKITE endoskopo poliravimo metu.

Įvykus incidentui

Bet koks rimtas incidentas, susijęs su šiuo prietaisu, turi būti praneštas gamintojui ir atitinkamai valstybės narės institucijai, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas.

Utilizavimas

Šalinti laikantis medicinos įstaigos ir savivaldybės nurodymų.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

