

REF 6002

Kuxxinett tal-Lustrar Mhux Sterili

Użu Intenzjonat

Il-Kuxxinett tal-Lustrar Mhux Sterili, iddisinjat għall-użu fuq endoskopji rigidi, għandu wiċċ tal-lustrar li jghin biex inaqqas id-debris mil-lenti.

Twissijiet

- Uża biss ma' endoskopji rigidi.
- TUŽAX fuq ucuħ sħan ħafna.
- TUŽAX ma' kimiċi jew solventi.
- TAGĦMILX modifiki fuq il-pads.
- TGHAWWIX l-iskop waqt li tkun qed tlustra

Fil-każ ta' incident

Kwalunkwe incident serju li jseħħ b'konnessjoni ma' dan l-apparat għandu jiġi rappurtat lill-manifattur u lill-awtorità rilevanti tal-istat membru li fih ikun ibbażat l-utent u/jew il-pazjent.

Tneħħija

Tneħħija skont il-linji gwida tal-facilitajiet mediċi u municipli.



Domicomed.com/eifu





Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com



Fakultattiv

