

REF 6002

Almohadilla pulidora no estéril

Uso previsto

La almohadilla pulidora no estéril, diseñada para su uso en endoscopios rígidos, cuenta con una superficie de pulido que ayuda a reducir los residuos de la lente

Advertencias

- Utilizar solamente en endoscopios rígidos.
- NO usar en superficies muy calientes.
- NO usar con productos químicos o disolventes.
- NO modificar las almohadillas.
- NO doblar el visor durante el pulido

En caso de accidentes

Cualquier incidente grave que se produzca en relación con este dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que se encuentre el usuario o paciente.

Eliminación

Desechar de acuerdo con las indicaciones municipales o del centro médico.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
EE. UU.
1.800.750.5300
www.domicomed.com

