

REF 6002

Icke-Steril Polerdyna

Avsett Användningsområde

Den icke-sterila polerdynan, som är avsedd för användning på stela endoskop, har en poleryta som hjälper till att avlägsna smuts och partiklar från linsen.

Varningar

- Använd endast med stela endoskop.
- Använd INTE på mycket heta ytor.
- Använd INTE med kemikalier eller lösningsmedel.
- Gör INGA ändringar på dynorna.
- Böj INTE endoskopet under polering.

Vid en incident

Alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med denna enhet måste rapporteras till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är bosatt.

Bortskaffande

Kasseras enligt sjukvårdsinrättningens och kommunala riktlinjer.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

